

## 半自動体外式除細動器の点検事項

(2年目、4年目、6年目)

## 外観点検事項

点検箇所	点検事項
外装	破損やねじの緩み、ひび割れ、汚れ(油・血液等)はないか
各種ケーブル	コネクターの破損、ケーブルの亀裂や傷はないか

## 作動点検事項

点検箇所	点検事項
電源	バッテリーの充電状況、期限切れ確認
スイッチ類	スイッチの破損や緩み・抜けはないか
表示	表示機(液晶表示やLEDなど)の欠け(表示しない部分)や破損はないか
	エラーメッセージ表示の有無
電極パッド	患者パッドの使用期限等の確認
動作確認	追加機能(心電図、SpO <sub>2</sub> 測定機能作動点検)
記録	レコーダーの正しい記録ができるか
その他	日時設定確認、バッテリー容量と充電

## 使用中点検事項

点検箇所	点検事項
外装環境	患者およびスタッフの電撃による安全性の確保
	患者に電撃が及んだ際のその効果と判定
	電気回路接続、バッテリー運転時充電エネルギー状態
	心電図誘導コードから患者の心電図が正しくでているか

## 使用後点検事項

点検箇所	点検事項
外装	破損やねじの緩み、ひび割れ、汚れ(油・血液等)はないか
各種ケーブル	コネクターの破損、ケーブルの亀裂や傷はないか
表示	表示機(液晶表示やLEDなど)の欠け(表示しない部分)や破損はないか
	エラーメッセージ表示の有無
電極パッド	患者パッドの使用期限等の確認
動作確認	追加機能(心電図、SpO <sub>2</sub> 測定機能作動点検)
接続確認	心電図誘導コードが接続されており、測定可能状態になっているか
バッテリー確認	バッテリーの充電不足があればバッテリー交換及び充電を実施
消耗品	心電図用電極、記録等使用した物品の補充の確認

## 定期点検事項

点検箇所	点検事項
充電テスト	バッテリー使用時
出力テスト	バッテリー使用時( J )
放電テスト	非同時放電テスト(通電波形の確認: 単相性・二相性)
	内部放電テスト、放電後の再充電テスト
心電図部	心電図モニターテスト 心電図機能テスト
付属部	記録装置のテスト 付属機能テスト
その他	日時設定確認、各警報、バッテリー電圧と充電

※上記点検のほか、未使用のバッテリーを2本納入すること。